




**Cerrahi Setler / Surgical Kit**

Revola cerrahi seti, sunduğu özel frezelerle her çap ve boyuttaki implantlar için mükemmel bir uyum sağlar. Her bir stoperli freze ile üstün kesme kabiliyetini bir araya getirerek hata riskini en aza indirir. Bu özel tasarım, cerrahi müdahalelerde maksimum güvenilirlik ve hassasiyeti hedefler.

The Revola surgical set ensures perfect compatibility with implants of every size and dimension, thanks to its specialized mills. By combining superior cutting capability with each stopped mill, it minimizes the risk of errors. This unique design aims for maximum reliability and precision in surgical interventions.

Cerrahi Setler / Surgical Kit (W / Stopper Rings)**REVOLA**
Dental Implant Systems

"Innovation. Science. Health.
Technology Together."




DENTAL PREMIUM
MEDICAL SOLUTION PARTNER

Oruç Reis Mahallesi Vadi Caddesi No:108 İstanbul
Ticaret Sarayı Kat:4 No:242 Esenler/İstanbul
Telefon / Phone : +90 546 418 00 01
info@dentalpremium.com.tr - www.revolaimplant.com



Erfadent Diş Malz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Orhaniye Mh. 614. Cadde No:19 Kahramankazan / ANKARA
Telefon / Phone : +90 (312) 418 93 72
info@erfadent.com - To Import: sales@erfadent.com

REVOLA
Dental Implant Systems


P R O D U C T
CATALOG

Uzunluk / Length	(ø)3.5mm	(ø)4.0mm
6.0 mm		
8.0 mm		
10.0 mm	(ø)4.5mm	(ø)5.0mm
11.5 mm		
13.0 mm		

Tek Bağlantı
Single Connection

Tüm abutmentlerle sorunsuz uyum sağlayan sistemimiz, 2.5 mm hex ile tek bir bağlantı noktasına sahiptir.

Our system, ensuring seamless compatibility with all abutments, features a single connection point with a 2.5 mm hex.




Hydro SLA Yüzey
Hydro SLA Surface

Revola Hydro-SLA yüzeyi, kumlama ve pürüzlendirme işlemlerini takiben kimyasal aşındırma ve temizleme prosedürleri ile dekontamine edilir. Daha sonra, Plazma teknolojisi kullanılarak SLA yüzeyi, **SLA Active** yüzeyine dönüştürülür.

The Revola Hydro-SLA surface is decontaminated through sandblasting and roughening processes, followed by chemical etching and cleaning procedures. Subsequently, the SLA surface is transformed into an SLA Active surface using Plasma technology.

Plazma teknolojisiyle, Standart **SLA Yüzey**'den ayrılarak mikro gözenekler daha etkili bir şekilde temizlenir ve böylece hidrofilik bir yapı elde edilir. Revola İmplant, bu SLA Active yüzey sayesinde sizlere hızlı bir Osseointegrasyon deneyimi sunar.

Unlike the standard SLA Surface, with Plasma technology, micro-pores are more effectively cleaned, resulting in the acquisition of a hydrophilic structure. Thanks to this **SLA Active** surface, Revola Implant offers you a faster osseointegration experience.




11° Konik Bağlantı
Conical Connection

İmplantımızın evrensel konik bağlantısı ve altıgen indeksi, sağlam ve güvenilir bir implant-abutment arayüzü oluşturarak mikro boşluk oluşumunu önler ve böylece mikro sızıntıyı engeller.

Our implant's universal conical connection and hexagonal index create a robust and reliable implant-abutment interface, preventing the formation of micro-gaps and thereby averting micro-leakage.



Dijital Çözümler / Digital Solutions



Hareketli Çözümler / Overdenture Solutions

